

DrugPro

Madde, alkol ve nikotin tarama testleri · 45+ parametre, altı test formatı, dijital okuyucu desteği

ÜRÜN KATALOĞU · 2026



Excoba Medikal Turizm İç ve Dış Ticaret A.Ş.

Huzur Mah. 1112. Cad. No: 52A · Çankaya / Ankara

drugpro.excobagroup.com · drugpro@excobagroup.com

Kullanım Alanları ve Numune Tipleri

Aynı ürün ailesi, farklı saha senaryolarına göre yapılandırılır

Kamu kurumları

Polis, jandarma ve infaz kurumlarında hızlı saha taraması; operasyonel pratiklik ve toplu kullanım.

Kurumsal tarama

İş sağlığı, işyeri hekimliği, rehabilitasyon merkezleri, şirket içi denetim ve sürücü taramaları.

Laboratuvar ön tarama

Hızlı triyaj, ön değerlendirme ve numune akışının düzenlenmesi.

Numune matrisi

- İdrar — en geniş analit ve cup/panel seçeneği
- Oral sıvı — saha ve gözlem altında numune alımı
- Tam kan / serum — seçilmiş madde ve metabolit testleri
- Saç — daha uzun tespit penceresi için seçilmiş analitler
- Toz / adli örnek — ürün bazlı statü

Neden DrugPro

- Tek panel kombinasyonuna bağlı kalmadan kurum ihtiyacına göre analit sayısı seçimi
- Numune tipi, cut-off ve format seçiminin birlikte yapılandırılması
- Saha kullanımına uygun, cihaz gerektirmeyen görsel okuma
- İhtiyaç halinde dijital okuyucu ile objektif yorumlama ve kayıt
- Toplu alımda etiket ve ambalaj yapılandırması

Ürün Formatları

Tekli testten 20+ parametrelili çoklu sistemlere ölçeklenebilir yapı

FORMAT	AÇIKLAMA	TİPİK KULLANIM
Kaset	Tek parametre veya düşük kanal sayılı hızlı değerlendirme	Saha, poliklinik
Panel	2-20+ parametrelili çoklu tarama; özel kombinasyon	Kurumsal tarama
Numune kabı (Cup)	Numune kabı ile entegre okuma; kilitli/kilitsiz ve ısı göstergeli seçenek	Gözetimli tarama
Dip Card	Ekonomik çoklu dip kart formatı	Yüksek adetli tarama
Oral sıvı cihazı	Oral sıvı ve özel örnek toplama düzeneği	Saha, trafik, işyeri
Okuyucu destekli sistem	Dijital yorumlama, kayıt ve raporlama	Laboratuvar, kurum

İdrar

Oral sıvı

Kan / serum

Saç

Adli örnek

Adulterasyon sribi

Dijital okuyucu

Format, parametre sayısı ve cut-off seçimi birlikte yapılandırılır. Kurumsal alımlarda etiket, kutu ve insert düzeni talebe göre uyarlanabilir.

Parametre ve Cut-off Değerleri — I

Parametreler tekli veya çoklu kombinasyon halinde sunulabilir

KOD	MADDE	CUT-OFF (ng/mL)
AMP	Amfetamin	300 / 500 / 1.000
MET	Metamfetamin	300 / 500 / 1.000
MDMA	Ekstazi	500 / 1.000
MDA	Tenamfetamin	500
COC	Kokain	100 / 150 / 300
THC	Esrar (Marihuana)	25 / 50 / 150
K2	Sentetik esrar / Bonzai	30 / 50
OPI	Opiyat	2.000 / 3.000
MOR	Morfin	100 / 300
6-MAM	6-Monoasetilmorfin	10
MTD	Metadon	200 / 300
EDDP	Metadon metaboliti	100 / 300
BUP	Buprenorfin	5 / 10
BAR	Barbitürat	200 / 300
BZO	Benzodiazepin	100 / 200 / 300 / 500
PCP	Fensiklidin	25
KET	Ketamin	100 / 300 / 500 / 1.000
TCA	Trisiklik antidepresan	500 / 1.000
TML	Tramadol	100 / 200 / 300
OXY	Oksikodon	100
PPX	Propoksifen	300
MLQ	Metakualon	300

Parametre ve Cut-off Değerleri — II

Kombinasyonlar kurum ihtiyacına göre yapılandırılır

KOD	MADDE	CUT-OFF (ng/mL)
FYL	Fentanil	10 / 20
CFYL	Karfentanil	250 / 500
MEP	Mefedron	300 / 500 / 1.000
MCAT	Metkatinon	500
MDPV	Metilendioksipirovaleron	300 / 500 / 1.000
a-PVP	Flakka	300 / 500 / 1.000
CAT	Cathine	150
LSD	Liserjik asit dietilamit	20 / 50
GHB	Gamma hidroksibütirik asit	10
MPD	Metilfenidat	1.000 / 3.000
PGB	Pregabalin	50
CLO	Klonazepam	150 / 400
DIA	Diazepam	300
ALP	Alprazolam	100
ZOL	Zolpidem	50
ZOP	Zopiklon	50
COT	Kotinin (nikotin)	10 / 50 / 100 / 200 / 500
ETG	Etil glukuronit (alkol)	50 / 1.000

Listedeki parametreler ürün ailesi düzeyindedir; ticari kombinasyonlar ve geçerli cut-off değerleri ürünün teknik dosyası ve kullanım talimatı (IFU) esas alınarak belirlenir.

Numune Bütünlüğü ve Dijital Okuma

Adulterasyon kontrolü ve objektif sonuç yönetimi

Adulterasyon / numune saflık parametreleriDijital okuyucu

- OX — Oksidan / PCC
- SG — Özgül ağırlık
- pH — pH
- NIT — Nitrit
- GLU — Glutaraldehit
- CRE — Kreatinin
- 440 gr — taşınabilir masaüstü cihaz
- 10 saniyede dijital okuma
- 0-45 °C çalışma sıcaklığı
- Windows tabanlı özel yazılım
- Dahili bellek — sonuç kaydı
- USB 2.0 arayüz
- İdrar, plazma, serum ve tam kan uyumu

İsteğe bağlı numune bütünlüğü kontrolü, sulandırma ve tahrif riskinin sahada fark edilmesine yardımcı olur. Dijital okuyucu görsel yorum farkını azaltır, sonuçları kayıt altına alır ve kurumsal tarama iş akışında raporlamayı kolaylaştırır.

Sipariş ve İletişim

Toplu alım, kurumsal teklif ve perakende satış kanalları

Toplu ve kurumsal alım

Kamu kurumları, hastane, laboratuvar, klinik ve distribütör alımları için teklif talebinizi e-posta ile veya web sitemizdeki form üzerinden iletebilirsiniz.

Perakende satış

Az adetli ve bireysel alımlar için ürünlerimiz Trendyol ve n11 mağazalarımızda satışta.

Özel ürün ve etiket

Kurumsal ihtiyaca göre parametre, format ve etiket seçimiyle özel ürün yapılandırması mümkündür.

İletişim

ŞİRKET	Excoba Medikal Turizm İç ve Dış Ticaret A.Ş.
ADRES	Huzur Mah. 1112. Cad. No: 52A · Çankaya / Ankara
E-POSTA	drugpro@excobagroup.com
WEB	drugpro.excobagroup.com
TRENDYOL	trendyol.com/magaza/m-m-1265633
N11	n11.com/magaza/excobamedikal

Uygunluk: Ürün gruplarımız CE belgelidir ve T.C. Sağlık Bakanlığı Ürün Takip Sistemi (ÜTS) kayıt süreçleri yürütülmektedir. Satış ve tedarik, Sağlık Bakanlığı / TİTCK mevzuatına uygun olarak yapılır. Ürüne özel belge ve kayıt bilgileri talep üzerine paylaşılır.

Bu katalogdaki bilgiler ürün ailesi düzeyinde tanıtım amaçlıdır. Bağlayıcı teknik veri, ilgili ürünün güncel kullanım talimatıdır (IFU). Hızlı testler ön tarama sağlar; pozitif sonuçların doğrulayıcı laboratuvar yöntemiyle teyidi önerilir.